



BioFire® FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

Панель для обнаружения возбудителей
менингита/энцефалита

1 тест. 14 патогенов. ~1 час.

Целевые микроорганизмы панели BioFire ME Panel

БАКТЕРИИ

Escherichia coli K1
Haemophilus influenzae
Listeria monocytogenes
Neisseria meningitidis
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae

ВИРУСЫ

Цитомегаловирус (CMV)
Энтеровирус (EV)
Вирус простого герпеса 1-го типа (HSV-1)
Вирус простого герпеса 2-го типа (HSV-2)
Вирус герпеса человека 6-го типа (HHV-6)
Парэховирус человека (HPeV)
Вирус ветряной оспы /
опоясывающего герпеса (VZV)

ГРИБЫ

Cryptococcus neoformans/gattii

Сокращение времени выдачи результатов анализа



Для эффективной терапии
требуется быстрая
постановка диагноза
и безотлагательное
начало лечения.¹



Бактериальный менингит
может привести
к смертельному исходу
в течение 24–48 часов.²



Возможное
сокращение
необоснованных
госпитализаций
на 30%.³



BIO FIRE®

Традиционные методы анализа



BioFire® FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel Панель для обнаружения возбудителей менингита/энцефалита



Спецификация панели

Тип образца: спинно-мозговая жидкость (СМЖ)	Время ручной обработки: около 2-х минут
Объем пробы: 200 мкл	Аналитические характеристики: чувствительность 94,2%, специфичность 99,8% ⁴
Условия хранения: все компоненты набора хранятся при комнатной температуре (15–25°C)	

Артикулы для заказа

Набор реагентов BioFire ME Panel Reagent Kit (30 тестов): RFIT-ASY-0118	Набор реагентов BioFire ME Panel Reagent Kit (6 тестов): RFIT-ASY-0119
--	---

Справочные материалы

1. NINDS: Meningitis and Encephalitis Information Page (Internet). National Institute of Neurological Disorder & Stroke, National Institute of Health; Bethesda, Maryland, Date last modified: 06-19-2018; Available from: <https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Meningitis-and-Encephalitis-Information-Page#disorders-r2>
2. CoMO: Facts about Meningitis (Internet). Confederation of Meningitis Organizations; Bristol, UK; Accessed 06-21-2018; Available from: <http://www.comeningitis.org/facts-about-meningitis/>
3. Duff S et al. Economic analysis of rapid multiplex polymerase chain reaction testing for meningitis/encephalitis in pediatric patients. *Future Microbiol.* 2018;13:617-629.
4. Data on File, BioFire Diagnostics. The stated performance is the overall aggregate performance of the prospective clinical study data presented in the IFU.

Обратитесь к нам

LLC bioMérieux Russ
1st Nagatinskiy proezd, 10, str.1,
Business Center "Newton Plaza"
Moscow, 115533
Phone: 7 495 221 1079
www.biomerieux-russia.com

Произведено:
BioFire Diagnostics, LLC
515 Colorow Drive
Salt Lake City, UT 84108
USA
www.biofiredx.com

Одобрено FDA, имеет маркировку CE.