




# MINI VIDAS<sup>®</sup>

Простота и надёжность



**PIONEERING DIAGNOSTICS**

# MINI VIDAS®

## Простота и надёжность



С помощью автономного компактного **MINI VIDAS®** ваша лаборатория может проводить тесты легко и быстро. Благодаря полностью автоматизированному рабочему процессу лабораторные работники смогут обрабатывать до 36 анализов в час. MINI VIDAS® также гарантирует высочайшую надёжность (MTBF<sup>1</sup> > 1100 дней).


## Улучшенный дизайн для максимального удобства

### ДИЗАЙН

- Упрощение рабочего процесса путём оптимизации загрузки тестов.
- Высокое удобство ввода данных и составления отчётов по результатам анализов пациентов.
- Компактное устройство со встроенным компьютером и принтером.

### НАДЁЖНОСТЬ

- Высокая надёжность системы (MTBF<sup>1</sup> > 1100 дней).
- Одна доза для всех тестов, готовые к применению реагенты.
- Автоматическое считывание штрихкодов.
- Автоматизированный рабочий процесс.



### ГИБКОСТЬ

- Два отдельных отсека, вмещающие до 6 образцов каждый.
- Одновременная работа с использованием разных параметров.
- Разный объём реагентных упаковок (30 или 60 тестов).
- Более 80 различных параметров<sup>2</sup>.

	MINI VIDAS®
Вес	40 кг (88 фунтов)
Напряжение питания	100–240 В переменного тока
Электропотребление	1,5–0,8 А
Частота	50–60 Гц
Мощность	150 Вт

<sup>1</sup> MTBF – среднее время между поломками лабораторного оборудования по данным CAP Report.

<sup>2</sup> Не все тесты зарегистрированы на территории РФ.

\* Наконечник, содержащий твердую фазу.

# MINI VIDAS®

## Меню тестов

### ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

#### БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

<b>B.RAH.M.S PCT</b> (Прокальцитонин)	Кат. № 30450	Тестов в наборе 60 тестов
--	-----------------	------------------------------

#### СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

<b>hsTroponin I</b>	415386	60 тестов
<b>Myoglobin</b>	30446	30 тестов
<b>СК-МВ</b>	30421	30 тестов
<b>NT-proBNP2</b>	30458	60 тестов
<b>Digoxin</b>	30603	60 тестов

#### ТРОМБОЗ I ТРОМБОЭМБОЛИЯ

<b>D-Dimer Exclusion™ II</b>	30455	60 тестов
------------------------------	-------	-----------

### ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

#### ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

<b>HBs Ag Ultra</b>	30315	60 тестов
<b>HBs Ag</b>	30317	30 тестов
<b>Anti-HBs Total II</b>	30318	60 тестов
<b>Anti-HBc Total II</b>	30314	60 тестов
<b>HBc IgM II</b>	30439	30 тестов
<b>HBe-Anti HBe</b>	30305	30 тестов
<b>HAV IgM</b>	30307	30 тестов
<b>Anti-HAV Total</b>	30312	30 тестов
<b>Anti-HCV</b>	30308	60 тестов

#### ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

<b>HIV DUO Ultra</b>	30443	60 тестов
<b>HIV DUO Quick</b>	30447	60 тестов
<b>HIV P24 II</b>	30117	30 тестов
<b>HIV P24 II</b>	30444	60 тестов

#### ToRC

<b>CMV IgG</b>	30204	60 тестов
<b>CMV IgM</b>	30205	30 тестов
<b>Rub IgG II</b>	30221	60 тестов
<b>Rub IgM</b>	30214	30 тестов
<b>Toxo IgG II</b>	30210	60 тестов
<b>Toxo IgG Avidity</b>	30222	30 тестов
<b>Toxo IgM</b>	30202	60 тестов

#### ПРОЧЕЕ

<b>Measles IgG (корь)</b>	30219	60 тестов
<b>Mumps IgG (паротит)</b>	30218	60 тестов
<b>Varicella-Zost</b>	30217	60 тестов
<b>H. pylori IgG</b>	30192	30 тестов
<b>EBV VCA IgM</b>	30237	30 тестов
<b>EBV VCA/EA IgG</b>	30236	30 тестов
<b>EBV EBNA IgG</b>	30235	30 тестов
<b>SARS-COV-2 IgM</b>	423833	60 тестов
<b>SARS-COV-2 IgG</b>	423834	60 тестов

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ

<b>C. difficile Toxin A&amp;B</b>	30118	60 тестов
-----------------------------------	-------	-----------

### ИММУНОХИМИЯ

#### СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

<b>Estradiol II</b>	Кат. № 30431	Тестов в наборе 60 тестов
<b>AMH</b>	417011	30 тестов
<b>FSH</b>	30407	60 тестов
<b>HCG</b>	30405	60 тестов
<b>LH</b>	30406	60 тестов
<b>Prolactin</b>	30410	60 тестов
<b>Progesterone</b>	30409	60 тестов
<b>Testosterone II</b>	414320	30 тестов

#### ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

<b>TSH3</b>	30441	60 тестов
<b>FT4</b>	30459	60 тестов
<b>FT3</b>	30402	60 тестов
<b>T3</b>	30403	60 тестов
<b>T4</b>	30404	60 тестов
<b>Anti-TPO</b>	30461	30 тестов
<b>Anti-Tg</b>	30462	30 тестов

#### ОНКОМАРКЕРЫ

<b>TPSA</b>	30428	60 тестов
<b>FPSA</b>	30440	30 тестов
<b>CEA(S)</b>	30453	60 тестов
<b>AFP</b>	30413	60 тестов
<b>CA15-3</b>	30429	30 тестов
<b>CA 19-9™</b>	30427	30 тестов
<b>CA 125™</b>	30426	30 тестов

#### ПРОЧЕЕ

<b>Cortisol S</b>	30451	60 тестов
<b>Ferritin</b>	30411	60 тестов
<b>Protein C</b>	30115	30 тестов
<b>vWF, Фактор Виллебранда</b>	30436	30 тестов
<b>β2 Microglobulin</b>	30420	30 тестов
<b>Витамин D</b>	30463	60 тестов

- Стрипы на один образец
- Готовые к использованию реактивы
- Один набор для постановки анализа: стандарт, контроль и дилуент включены в набор



Откройте для себя сообщество VIDAS  
и станьте его участником,  
зарегистрировавшись на сайте:  
[www.myvidas.com](http://www.myvidas.com)